

Praktyczne wskazówki dotyczące aplikacji sensora

MOŻESZ TO ROBIĆ BEZ NAKŁUWANIA¹

Sensor będzie przylegał lepiej, jeśli umyjesz, zdezynfekujesz i osuszysz skórę przed jego założeniem.

1. UMYJ



Do mycia miejsca, w którym zamierzasz umieścić sensor, używaj wyłącznie **zwykłego mydła bez dodatków nawilżających**.

2. ZDEZYNFEKUJ



Użyj chusteczki z alkoholem dołączonej do sensora, **aby usunąć wszelkie tłuste pozostałości**.

3. OSUSZ



Daj skórze całkowicie wyschnąć, zanim założysz sensor. To szczególnie ważne, gdy zamierzasz założyć sensor po wzięciu prysznica lub pływaniu.



WAŻNE PRZED ZAŁOŻENIEM SENSORA:

- Sensor zawsze umieszczaj na tylnej części ramienia.
- Nie nakładaj kremu ani balsamu do ciała w miejscu, w którym ma zostać umieszczony sensor. Produkty te mogą pozostawić na skórze tłustą warstwę.
- Nadmierne owłosienie na skórze ramienia należy zgolić, aby włosy nie dostały się między skórę a klej sensora.



life. to the fullest.®

Abbott

¹ Nakłuwanie opuszki palca jest konieczne, jeżeli odczyty stężenia glukozy nie odzwierciedlają występujących objawów lub przewidywań.

Informacje zawarte w niniejszych materiałach są przeznaczone do rozpowszechniania wyłącznie poza terytorium USA. W celu publikacji jakichkolwiek treści wymagane jest zezwolenie prawne i regulacyjne od władz lokalnych.